

New Generation

Super Bypass

For bypass surgery.

New Generation SuperBypass-series


スーパーバイパスシリーズのマイクロ器具は、世界でもトップクラスの技術を持った鋼製小物職人と日本のドクターが長年の経験を集約させて完成した「日本の技術の結晶」ともいえる製品です。長年ご使用いただいているドクターからのご要望にお応えし、新たなバリエーションを追加しました。

- 磁性を帯びないチタン素材を使用したアイテムを新たに追加。
使用するチタン材料は生体適合材料であるASTMF136を使用し、生体に対する安全性を重視しております。
- ストレート型に限り、先端0.1mmのファインタイプを新たに追加。
ファインタイプはステンレス製のみとなります。
- 持針器剪刀を新たに追加。





先端の特殊加工

プラットホーム表面に施された特殊加工により、血管外膜のみを簡単に把持することが可能となります。
また強い把持力を有する事で吻合時の針の空転を抑制。



シザーリング防止加工

新シリーズは凹凸レール加工を施すことで先端のずれを最小限に抑制することができます。
これにより現行品の先端ピンを取り除いております。



SBTi-110N-45

SBTi-90N-45

SBTi-70N-45

先端拡大写真



SBTi-110N-60

SBTi-90N-60

SBTi-70N-60

先端拡大写真



45°

深部用マイクロ持針器 弱弯

型番	有効長	全長	先端有効長/先端径	定価
SBTi-110N-45	110mm	215mm	3mm/0.5mm	190,000円
SBTi-90N-45	90mm	195mm	3mm/0.5mm	180,000円
SBTi-70N-45	70mm	175mm	3mm/0.5mm	170,000円

60°


深部用マイクロ持針器 強弯

型番	有効長	全長	先端有効長/先端径	定価
SBTi-110N-60	110mm	215mm	3mm/0.5mm	190,000円
SBTi-90N-60	90mm	195mm	3mm/0.5mm	180,000円
SBTi-70N-60	70mm	175mm	3mm/0.5mm	170,000円

30°



45°




60°



深部用マイクロ持針器 先端小

型番	有効長	全長	先端有効長/先端径	定価
SBTi-90N-30-S	90mm	195mm	1.5mm/0.5mm	180,000円
SBTi-90N-45-S	90mm	195mm	1.5mm/0.5mm	180,000円
SBTi-90N-60-S	90mm	195mm	1.5mm/0.5mm	180,000円


先端拡大写真



SBTi-16NC



先端拡大写真



マイクロ持針器 ストレート型

型番	把持長	全長	先端有効長/先端径	定価
SBTi-16NC	10mm	160mm	5mm/0.5mm	110,000円

Stainless

Forceps Fine

SB-1610-MTL



SB-1607-MTL



SB-1210-MTL



SB-1207-MTL



マイクロ鑷子 fine ストレート型

型番	プラットフォーム長	全長	先端径	定価
SB-1610-MTL	10mm	160mm	0.1mm	48,000円
SB-1607-MTL	7mm	160mm	0.1mm	48,000円
SB-1210-MTL	10mm	120mm	0.1mm	48,000円
SB-1207-MTL	7mm	120mm	0.1mm	48,000円

先端拡大写真



Mario Zuccharallo Special

Needle Holder Scissor


SB-16NC-MZ-L1



SB-16NC-MZ-S1



先端拡大写真



マイクロ持針器 剪刀

型番	把持長	全長	先端径	定価
SB-16NC-MZ-L1	7mm	160mm	0.5mm	120,000円
SB-16NC-MZ-S1	3mm	160mm	0.5mm	120,000円