


For 4-0 to 7-0 Needle Holder
UNVAILED



特徴

硬膜やCEAの縫合に適します
推奨縫合針糸サイズ4-0~7-0
血液や髄液で濡れた糸でも心地よい結実感



YUKIMURA

型番
S-16YM-N1

素材
チタン合金

定価
110,000円

滅菌
オートクレープ推奨
ステラッド不可

洗浄
中性洗剤推奨

全長
160mm

Be lit to suture
Dura & CEA

製造許可番号:13B1X10292
販売名:マイクロ持針器 YUKIMURA ストレート型
製造販売届出番号: 13B1X10292000050
管理文書:TQD-SC0006-0009
製造販売元 株式会社高山医療機械製作所
本社〒110-0001 東京都台東区谷中3-4-4
TEL:03-3821-0249 FAX:03-3821-0344



本製品に関するお問合せは