


New Generation *Super Bypass Fine*

先端径はこれまでの半分に、
シザリング防止のデザインは更に進化しました。

先端径0.1mm




凹凸(背骨)を鑷子の根本から先端へ入れる事で
シザリング防止機能を改善しました。



型番	プラットフォーム長	全長	先端径
SB-1207-MTL	7mm	120mm	0.1mm
SB-1210-MTL	10mm	120mm	
SB-1607-MTL	7mm	160mm	
SB-1610-MTL	10mm	160mm	

製造許可番号 13B2X10329
販売名 スーパーバイパス鑷子ストレート型Fine
製造販売届出番号 13B2X10329000045
管理文書:TQD-SC0002-0002

本製品に関するお問い合わせは



製造販売元 株式会社 高山医療機械製作所
本社 〒110-0001 東京都台東区谷中3-4-4
TEL:03-3821-0249 FAX:03-3821-0344