


New Generation *Super Bypass Titan*

耐磁性で軽量のチタン製、
シザリング防止のデザインは更に進化しました。

凹凸(背骨)を鑷子の根本から先端へ入れる事で
シザリング防止機能を改善しました。



160mmには先端曲タイプをご用意しました。



※写真はSBTi-1610c




※写真はSBTi-1607

型番	プラットフォーム長	全長	先端径
SBTi-1207	7mm	120mm	0.2mm
SBTi-1210	10mm	120mm	
SBTi-1607	7mm	160mm	
SBTi-1610	10mm	160mm	
SBTi-1610c	10mm 先端曲タイプ	160mm	

製造許可番号:13B2X10329
販売名:スーパーバイパス鑷子ストレート型チタン
製造販売届出番号:13B2X10329000041
管理文書:TQD-SC0003-0003

本製品に関するお問い合わせは



製造販売元 株式会社 高山医療機械製作所
本社 〒110-0001 東京都台東区谷中3-4-4
TEL:03-3821-0249 FAX:03-3821-0344