

New Generation


Super Bypass

For bypass surgery.

New Generation SuperBypass-series


スーパーバイパスシリーズのマイクロ器具は、世界でもトップクラスの技術を持った鋼製小物職人と日本のドクターが長年の経験を集約させて完成した「日本の技術の結晶」ともいえる製品です。長年ご使用いただいているドクターからのご要望にお応えし、新たなバリエーションを追加しました。

- 磁性を帯びないチタン素材を使用したアイテムを新たに追加。
使用するチタン材料は生体適合材料であるASTMF136を使用し、生体に対する安全性を重視しております。
- ストレート型に限り、先端0.1mmのファインタイプを新たに追加。
ファインタイプはステンレス製のみとなります。
- 持針器剪刀を新たに追加。





先端の特殊加工

ブラットホーム表面に施された特殊加工により、血管外膜のみを簡単に把持することが可能となります。
また強い把持力を有する事で吻合時の針の空転を抑制。



シザーリング防止加工

新シリーズは凹凸レール加工を施すことで先端のずれを最小限に抑制することができます。
これにより現行品の先端ピンを取り除いております。





SBTi-1610C



SBTi-1610



SBTi-1607



SBTi-1210





SBTi-1207

マイクロ鑷子 ストレート型/カーブ型

型番	プラットフォーム長	全長	先端径
SBTi-1610C	10mm	160mm	0.2mm
SBTi-1610	10mm	160mm	0.2mm
SBTi-1607	7mm	160mm	0.2mm
SBTi-1210	10mm	120mm	0.2mm
SBTi-1207	7mm	120mm	0.2mm

先端拡大写真



SBTi-110FS



SBTi-90FS




SBTi-70FS

深部用マイクロ鑷子 バイヨネット型 ストレート

型番	有効長/プラットフォーム長	全長	先端径
SBTi-110FS	110mm/10mm	215mm	0.2mm
SBTi-90FS	90mm/10mm	195mm	0.2mm
SBTi-70FS	70mm/10mm	175mm	0.2mm

先端拡大写真






深部用マイクロ鑷子 バイヨネット型 カーブ

型番	有効長/プラットフォーム長	全長	先端径
SBTi-110FC	110mm/10mm	215mm	0.2mm
SBTi-90FC	90mm/10mm	195mm	0.2mm
SBTi-90FC-S	90mm/10mm(先端小)	195mm	0.2mm
SBTi-70FC	70mm/10mm	175mm	0.2mm

先端拡大写真




30°

深部用マイクロ持針器 微弯

型番	有効長	全長	先端有効長/先端径
SBTi-110N-30	110mm	215mm	3mm/0.5mm
SBTi-90N-30	90mm	195mm	3mm/0.5mm
SBTi-70N-30	70mm	175mm	3mm/0.5mm

先端拡大写真



45°


深部用マイクロ持針器 弱弯

型番	有効長	全長	先端有効長/先端径
SBTi-110N-45	110mm	215mm	3mm/0.5mm
SBTi-90N-45	90mm	195mm	3mm/0.5mm
SBTi-70N-45	70mm	175mm	3mm/0.5mm

SBTi-110N-45



SBTi-90N-45



SBTi-70N-45



先端拡大写真



SBTi-110N-60



SBTi-90N-60



SBTi-70N-60




60°

深部用マイクロ持針器 強弯

型番	有効長	全長	先端有効長/先端径
SBTi-110N-60	110mm	215mm	3mm/0.5mm
SBTi-90N-60	90mm	195mm	3mm/0.5mm
SBTi-70N-60	70mm	175mm	3mm/0.5mm

先端拡大写真



30°



SBTi-90N-30-S

45°



SBTi-90N-45-S

60°



SBTi-90N-60-S


深部用マイクロ持針器 先端小

型番	有効長	全長	先端有効長/先端径
SBTi-90N-30-S	90mm	195mm	1.5mm/0.5mm
SBTi-90N-45-S	90mm	195mm	1.5mm/0.5mm
SBTi-90N-60-S	90mm	195mm	1.5mm/0.5mm

先端拡大写真




SBTi-16NC



マイクロ持針器 ストレート型

型番	把持長	全長	先端有効長/先端径
SBTi-16NC	10mm	160mm	5mm/0.5mm

先端拡大写真



Stainless

Forceps Fine

SB-1610-MTL



SB-1607-MTL



SB-1210-MTL



SB-1207-MTL



マイクロ鑷子 fine ストレート型

型番	プラットフォーム長	全長	先端径
SB-1610-MTL	10mm	160mm	0.1mm
SB-1607-MTL	7mm	160mm	0.1mm
SB-1210-MTL	10mm	120mm	0.1mm
SB-1207-MTL	7mm	120mm	0.1mm

先端拡大写真



Mario Zuccarallo Special

Needle Holder Scissor

SB-16NC-MZ-L1



SB-16NC-MZ-S1




先端拡大写真

L1




S1



マイクロ持針器 剪刀

型番	把持長	全長	先端径
SB-16NC-MZ-L1	7mm	160mm	0.5mm
SB-16NC-MZ-S1	3mm	160mm	0.5mm



株式会社 高山医療機械製作所

本社 〒110-0001 東京都台東区谷中3丁目4-4
TEL:03-3821-0249 FAX:03-3821-0344

製造許可番号13B2X10329

販売名スーパーバイパス剪刀付き持針器 製造販売届出番号:13B2X10329000040

販売名スーパーバイパス鑷子ストレート型チタン 製造販売届出番号:13B2X10329000041

販売名スーパーバイパス鑷子パヨネット型チタン 製造販売届出番号:13B2X10329000042

販売名スーパーバイパス持針器ストレート型チタン 製造販売届出番号:13B2X10329000043

販売名スーパーバイパス持針器パヨネット型チタン 製造販売届出番号:13B2X10329000044


販売名スーパーバイパス鑷子ストレート型Fine 製造販売届出番号:13B2X10329000045

管理文書:TQD-SC0001-0001

New Generation *Super Bypass Titan*

耐磁性で軽量のチタン製、
シザリング防止のデザインは更に進化しました。

凹凸(背骨)を鑷子の根本から先端へ入れる事で
シザリング防止機能を改善しました。



160mmには先端曲タイプをご用意しました。



※写真はSBTi-1610c




※写真はSBTi-1607

型番	プラットフォーム長	全長	先端径
SBTi-1207	7mm	120mm	0.2mm
SBTi-1210	10mm	120mm	
SBTi-1607	7mm	160mm	
SBTi-1610	10mm	160mm	
SBTi-1610c	10mm 先端曲タイプ	160mm	

製造許可番号:13B2X10329
販売名:スーパーバイパス鑷子ストレート型チタン
製造販売届出番号:13B2X10329000041
管理文書:TQD-SC0003-0003

本製品に関するお問い合わせは




製造販売元 株式会社 高山医療機械製作所
本社 〒110-0001 東京都台東区谷中3-4-4
TEL:03-3821-0249 FAX:03-3821-0344

New Generation *Super Bypass Fine*

先端径はこれまでの半分に、
シザリング防止のデザインは更に進化しました。

先端径0.1mm



凹凸(背骨)を鑷子の根本から先端へ入れる事で
シザリング防止機能を改善しました。




※写真はSB-1210-MTL

※写真はSB-1607-MTL

型番	プラットフォーム長	全長	先端径
SB-1207-MTL	7mm	120mm	0.1mm
SB-1210-MTL	10mm	120mm	
SB-1607-MTL	7mm	160mm	
SB-1610-MTL	10mm	160mm	

製造許可番号 13B2X10329
販売名 スーパーバイパス鑷子ストレート型Fine
製造販売届出番号 13B2X10329000045
管理文書:TQD-SC0002-0002

本製品に関するお問い合わせは



製造販売元 株式会社 高山医療機械製作所
本社 〒110-0001 東京都台東区谷中3-4-4
TEL:03-3821-0249 FAX:03-3821-0344