


Membrane Forceps

メンブレン鑷子



1本で2つの機能

- | 強力な把持力で確実に膜をつかむ
- | 先端を閉じてダイセクターとして使える



上面




側面



メンブレン鑷子

型番	品名	全長	有効長	プラットフォーム長	先端径
KW-16MF	メンブレン鑷子 ストレート型	160mm	—		
KW-90MF	メンブレン鑷子 バイヨネット型スタンダードタイプ	195mm	90mm	10mm	0.5mm
KW-90MF-L	メンブレン鑷子 バイヨネット型ロータイプ	195mm	90mm		

本製品に関するお問い合わせは



TAKAYAMA INSTRUMENT

製造許可番号:13B1X10292

販売名:メンブレン鑷子

製造販売届出番号:13B1X10292000051

管理文書:TQD-SC0012-0012

製造販売元 株式会社 高山医療機械製作所

本社 〒110-0001 東京都台東区谷中3-4-4

TEL:03-3821-0249 FAX:03-3821-0344