


STERILIZATION TRAY


オリジナル滅菌トレイ



ST-L1




ST-S1



ST-T1

ST-T1の使用例




滅菌トレイ

型番	品名	サイズ
ST-T1	滅菌トレイ シングルサイズ	W71 x D220 x H33mm
ST-S1	滅菌トレイ スモールトラベルサイズ	W220 x D254 x H38mm
ST-L1	滅菌トレイ ラージホスピタルサイズ	W254 x D431 x H38mm

- ①S-16YM-N1(全長160mm)
マイクロ持針器YUKIMURA ストレート型
- ②SBTi-90FS(全長200mm)
スーパーバイパス鑷子 バイヨネット型 有効長90mm チタン
- ③K-103(全長160mm)
上山式マイクロ剪刀 ストレート

※本製品はジェットウォッシャー・超音波洗浄にはお使いいただけません。

本製品に関するお問い合わせは



TAKAYAMA INSTRUMENT

管理文書:TQD-SC0014-01

製造販売元 株式会社 高山医療機械製作所

本社 〒110-0001 東京都台東区谷中3-4-4

TEL:03-3821-0249 FAX:03-3821-0344