

For 4-0 to 7-0 Needle Holder
UNVAILED

特徴

硬膜やCEAの縫合に適します
推奨縫合針糸サイズ4-0~7-0
心地よい結紮感

YUKIMURA

型番

S-16YM-N1
S-16YM-N2

全長

160mm
他

備考

N1は止無
N2は止付

滅菌

オートクレーブ推奨
ステラッド不可

洗浄

中性洗剤推奨

素材

チタン合金

Be lit to suture
Dura & CEA

製造許可番号:13B1X10292

販売名:マイクロ持針器 YUKIMURA ストレート型

製造販売届出番号: 13B1X10292000050

管理文書:TQD-SC0006-0009

製造販売元 株式会社高山医療機械製作所

本社〒110-0001 東京都台東区谷中3-4-4

TEL:03-3821-0249 FAX:03-3821-0344



TAKAYAMA INSTRUMENT

本製品に関するお問合せは