

MicroNeedleHolder

YUKIMURA

SUTURING FOR DURA & CEA

把持力



精緻な加工技術によって最小限になった背面の溝は糸が引っ掛かりにくく、快適な結紮・縫合をサポート

タングステン粒子のイオン照射加工により4-0 から 7-0 までの針を強力に把持

S-16YM-N1



S-16YM-N2



マイクロ持針器 YUKIMURA ストレート型

型番	品名	全長	ラチェット
S-16YM-N1	マイクロ持針器 YUKIMURA ストレート型 止無	160mm	無
S-16YM-N2	マイクロ持針器 YUKIMURA ストレート型 止有	160mm	有

本製品に関するお問い合わせは



TAKAYAMA INSTRUMENT

製造許可番号:13B1X10292
販売名:マイクロ持針器 YUKIMURA ストレート型
製造販売届出番号:13B1X10292000050
管理文書:TQD-SC0006-0009

製造販売元 株式会社 高山医療機械製作所
本社 〒110-0001 東京都台東区谷中3-4-4
TEL:03-3821-0249 FAX:03-3821-0344