

# Life Devices

www.takayama-instrument.co.jp

製造許可番号 13B1X10292

販売名 スーパーバイパス サクションイリゲーションシステム

製造販売届出番号 13B1X10292000048

管理文書 TQD-SC0021-0007

※添付文書を必ず読み、製品を十分にご理解してからご使用ください。

本製品に関するお問い合わせは



TAKAYAMA INSTRUMENT

製造販売元 株式会社 高山医療機械製作所

本社 〒110-0001 東京都台東区谷中3-4-4

TEL 03-3821-0249

FAX 03-3821-0344



*Super Bypass series*

## Suction Irrigation System Transnasal

サクションイリゲーションシステムトランスネイザル


# 内視鏡手術を前進させる。 サクシオンイリゲーショントランスネイザル

鼻孔からでも、  
ひとつの動作で吸引と注水。

鼻孔から手術機械と内視鏡を挿入して、  
頭蓋底にアプローチする経鼻内視鏡手術。  
その狭く深い術野でも、親指の操作だけで、  
スリムな1本のノズルによる吸引と注水を行えるように。  
特化して開発した、サクシオンイリゲーションです。

選べる角度と仕様で、  
使いやすい。

経鼻内視鏡手術に対応するため、  
本体とノズルの間に45度の角度をつけ、  
さらに、角度・長さ・内径で選べる8本の専用ノズルを用意。  
シンプルで確実なセッティングで、  
着脱が容易なのに使用中は脱落しません。  
通常の加圧バッグで、十分な洗浄が行えます。  
全体の大きさや重量はこれまでと同レベルです。



ドロツとした体液も、  
詰まりにくい。

頭蓋底周辺の部位では、凝固した血液などが出やすい。  
そこで、従来問題になっていたノズルの詰まりやすさを改善。  
角度をつけたノズルでも吸引力は強いまま。  
進行を止めません。



## サクシオンイリゲーションノズル

有効長と先端径によって様々なバリエーションを取り揃えております。  
ラインの数によって識別しやすくなっています。




| 有効長   | ストレート型番       |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       | Φ1.2mm        | Φ1.5mm        | Φ2.0mm        | Φ3.0mm        |
| 70mm  | SSTi-01-07012 | SSTi-01-07015 | SSTi-01-07020 | SSTi-01-07030 |
| 90mm  | SSTi-01-09012 | SSTi-01-09015 | SSTi-01-09020 | SSTi-01-09030 |
| 110mm | SSTi-01-11012 | SSTi-01-11015 | SSTi-01-11020 | SSTi-01-11030 |
| 130mm | SSTi-01-13012 | SSTi-01-13015 | SSTi-01-13020 | SSTi-01-13030 |
| 160mm | SSTi-01-16012 | SSTi-01-16015 | SSTi-01-16020 | SSTi-01-16030 |

| 有効長   | トランスネイザル型番  |             |             |             |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       | Φ2.0mm-30°  | Φ2.0mm-45°  | Φ3.0mm-30°  | Φ3.0mm-45°  |
| 110mm | TN-11020-30 | TN-11020-45 | TN-11030-30 | TN-11030-45 |
| 130mm | TN-13020-30 | TN-13020-45 | TN-13030-30 | TN-13030-45 |



| 品番               | 製品名   |
|------------------|---|
| SSTi-SET-MY22TN※ | スーパーバイパス サクシオンイリゲーションシステム トランスネイザル (ノズル4本・スタイレット2本・スタイレットカバー2個付属) |
| SSTi-028         | ノズル側スタイレット  |
| SSTi-MY22-029    | 本体用スタイレット (MY22)  |
| SSTi-02          | スーパーバイパス サクシオンイリゲーションチューブ (10本入)                                  |
| SSTi-P011        | 交換用サクシオンチューブ (3本入/1袋)   |
| SSTi-MY22TN      | スーパーバイパス サクシオンイリゲーションシステムMY2 トランスネイザル本体                           |
| SSTi-P012        | ノズル挿し込み口用シリコンリング (3個入/1袋)   |
| SSTi-032         | スタイレットカバー   |

※ベダル穴形状は追加オプションによって調整可能



接続の際はチューブがねじれないようにご注意ください。