


マレアブル剥離子
片メス型剥離ベラ



TAKAYAMA INSTRUMENT

マレアブル剥離子
片メス型剥離ベラ



TK-120




TK-1520



TK-230



TK-340




TK-690

型番	規格
TK-120	全長185mm 先端1x2mm 片刃
TK-1520	全長185mm 先端1.5x2mm 片刃
TK-230	全長185mm 先端2x3mm 片刃
TK-340	全長185mm 先端3x4mm 片刃
TK-690	全長185mm 先端6x9mm 片刃



剥離子専用ケース
型番：ST-D1

本製品に関するお問い合わせは



TAKAYAMA INSTRUMENT

製造許可番号：13B1X10292
販売名：剥離子
製造販売届出番号：13B1X10292000064
管理文書：TQD-SC0025-0021

製造販売元 株式会社 高山医療機械製作所
本社：〒110-0001 東京都台東区谷中3-4-4
TEL：03-3821-0249 FAX:03-3821-0344