

Tumor Grasping Forceps

腫瘍把持生検鑷子

強い把持力、組織の採取が可能
可能なMultiple Forceps

腫瘍を強固に把持できる
先端のギザ形状

握り込むことで生検用
腫瘍組織の採取が可能




KW-90TF



腫瘍把持生検鑷子

型番	品名	全長	有効長	ギザ部分	溝長	溝深さ
KW-90TF	腫瘍把持生検鑷子 バイヨネット型 全長195mm	195mm	90mm	10mm	15mm	1mm

本製品に関するお問い合わせは



TAKAYAMA INSTRUMENT

製造許可番号:13B1X10292

販売名:腫瘍把持生検鑷子

製造販売届出番号:13B1X10292000059

管理文書:TQD-SC0017-0019

製造販売元 株式会社 高山医療機械製作所

本社 〒110-0001 東京都台東区谷中3-4-4

TEL:03-3821-0249 FAX:03-3821-0344