

鮫島式マイクロ剪刀

抜群の安定性

視認性の高さ

剥離子としても


●視認性

先端を見ながら刃先を操作することが可能です。




●安定性

ハサミを右手で持ったときに外側のハンドル部分が三角形になっており、安定します。



●剥離子としても使用可能


先端を閉じて使うことで鈍的剥離が可能。



型番	全長	有効長	刃先
TS-S01	188mm	85mm	13mm 鈍
TS-S02	193mm	90mm	20mm 鈍

※ご要望などありましたら気兼ねなくお問い合わせください。

本製品に関するお問い合わせは



TAKAYAMA INSTRUMENT

製造許可番号：13B1X10292
販売名：鮫島式 マイクロ剪刀
製造販売届出番号：13B1X10292000054
管理文書：TQD-SC0028-0016

製造販売元 株式会社 高山医療機械製作所
本社：〒110-0001 東京都台東区谷中3-4-4
TEL：03-3821-0249 FAX:03-3821-0344