

Super Bypass


血管鑷子



動脈瘤周りの血管操作に


用途は血管の吻合や内膜剥離術 (CEA) のときなどに傷めないように把持することです。

同様に動脈瘤クリップなどの際にも動脈瘤壁を傷めないように把持可能です。



型番	品名	全長	プラットフォーム長	先端径
SBTi-1610V	スーパーバイパス血管鑷子	160mm	10mm	1.0mm

本製品に関するお問い合わせは



TAKAYAMA INSTRUMENT

製造許可番号：13B1X10292
販売名：スーパーバイパス血管鑷子
製造販売届出番号：13B1X10292000067
管理文書：TQD-SC0030-0024

製造販売元 株式会社 高山医療機械製作所
本社：〒110-0001 東京都台東区谷中3-4-4
TEL：03-3821-0249 FAX:03-3821-0344