

Micro Scissors

KUMOKIRIMARU


～捕らえる～

🕷 上刃(直鋭): 深部のくも膜を先端で捕らえる

🕷 下刃(微弯微鈍): 深部でも先端が見える事での安心感
閉じた時に剥離子としても

🕷 細身のバイヨネット: 狭い術野でもスマートに


🕷 小さく短い刃長: 周辺の重要組織に干渉せずに
膜へのアプローチが可能



型 番	品 名
KM-90C	KUMOKIRIMARU マイクロ剪刀 有効長90mm 微弯
KM-70C	KUMOKIRIMARU マイクロ剪刀 有効長70mm 微弯



左顔面痙攣キーホールアプローチ



TAKAYAMA INSTRUMENT

販売名: KUMOKIRIMARU マイクロ剪刀
製造販売届出番号: 13B1X10292000084
管理文書: TQD-SC0035-0016

製造販売元 株式会社高山医療機械製作所
本社: 〒110-0001 東京都台東区谷中3-4-4

お問い合わせ先
営業所 〒110-0001 東京都台東区谷中3-13-9-2F
TEL: 03-5832-9367 FAX: 03-5832-9368

製品一覧
PRODUCT

