



# SHINGEN

～マリアブル剥離子バイヨネット型～

内視鏡下での下垂体・頭蓋底手術における  
速やかな剥離操作を実現

- ｜ 先端形状は全周刃ありと刃なしの2種類
- ｜ 屈曲可能。理想的で自由な角度からの剥離操作
- ｜ ダイヤル部分で取り外しや皿の向きを変更可能




型番	有効長	先端	刃先
SHN-230-G	125mm	2×3mm	全周刃(金)
SHN-340-G		3×4mm	
SHN-230-S		2×3mm	刃なし(銀)
SHN-340-S		3×4mm	



下垂体腺腫(刃なし)



頭蓋咽頭腫(刃あり)



TAKAYAMA INSTRUMENT

販売名：SHINGENマリアブル剥離子  
製造販売届出番号：13B1X10292000078  
管理文書：TQD-SC0032-0021

製造販売元 株式会社高山医療機械製作所  
本社：〒110-0001 東京都台東区谷中3-4-4

お問い合わせ先  
営業所 〒110-0001 東京都台東区谷中3-13-9-2F  
TEL：03-5832-9367 FAX：03-5832-9368

製品一覧  
PRODUCT

