



ムラ鉗子

二連骨鉗子




しっかり且つ細やかに


コンパクトでも力強く、
痒い所に手が届く先端形状ラインナップ



ストレート型
(品番:MT-15-S)



側弯型15度
(品番:MT-25-C15)




側弯型30度
(品番:MT-15-C30)

コーティング (青&銀) 刃厚1.5mm

型番	製品名	全長	刃厚	先端形状
MT-15-C15	二連骨鉗子	200mm	1.5mm	側弯型 先端15度
MT-15-C30				側弯型 先端30度
MT-15-S				ストレート型

コーティング (青のみ) 刃厚2.5mm

型番	製品名	全長	刃厚	先端形状
MT-25-C15	二連骨鉗子	200mm	2.5mm	側弯型 先端15度
MT-25-C30				側弯型 先端30度
MT-25-S				ストレート型



TAKAYAMA INSTRUMENT

販売名：二連骨鉗子
製造販売届出番号：13B1X10292000065
管理文書：TQD-SC0031-0023
製造販売元 株式会社高山医療機械製作所
本社：〒110-0001 東京都台東区谷中3-4-4
お問い合わせ先
営業所 〒110-0001 東京都台東区谷中3-13-9-2F
TEL：03-5832-9367 FAX：03-5832-9368

製品一覧
PRODUCT

